

Preguntas más frecuentes

Pacientes



Aerogen GO[®]

Nebulizador de malla vibratoria



Avanza con confianza

Descripción general y funcionamiento del dispositivo

Acerca del dispositivo:

¿Qué es un nebulizador de malla vibratoria y cómo funciona?

El nebulizador de malla vibratoria Aerogen Go® es un dispositivo pequeño y portátil que se utiliza para administrar medicamentos a los pulmones en forma de una fina bruma. El nebulizador tiene una malla (una fina placa metálica con orificios microscópicos) que vibra a una velocidad muy alta. A medida que la malla vibra, fuerza el paso del medicamento líquido a través de los pequeños orificios, convirtiéndolo en una fina bruma. Esta bruma se inhala a través de una boquilla o una mascarilla, lo que permite que el medicamento llegue a las vías respiratorias y los pulmones, donde se necesita.

¿Por qué me han dado un nebulizador de malla vibratoria para el tratamiento?

Los nebulizadores de malla vibratoria son un medio para administrar medicamentos directamente a las vías respiratorias y los pulmones. Los nebulizadores de malla vibratoria se pueden utilizar para administrar medicamentos para tratar el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otras afecciones respiratorias.

¿Quién puede utilizar Aerogen Go?

Pueden utilizar Aerogen Go los niños de más de 6 meses y los adultos que necesiten un tratamiento para inhalación y puedan respirar por sí mismos. Los bebés y niños que utilicen Aerogen Go deben ser supervisados constantemente por un adulto.

¿Quién no debe utilizar el dispositivo?

Los pacientes que no puedan respirar por sí mismos, incluidos los pacientes inconscientes o aquellos que necesiten asistencia respiratoria, no deben utilizar Aerogen Go.

Uso del dispositivo:

¿Cómo preparo y uso mi Aerogen Go?

Aerogen Go está diseñado para ser fácil de montar y utilizar. Lea atentamente las instrucciones de uso (IFU) que acompañan al dispositivo. Las instrucciones de uso incluyen instrucciones paso a paso para preparar y utilizar el nebulizador, así como información de seguridad importante. Si tiene preguntas o necesita ayuda, póngase en contacto con su proveedor de atención médica o con el equipo de atención al cliente que aparece en el manual. Siga siempre las instrucciones proporcionadas.

¿Cómo se añade la medicación al nebulizador Aerogen Go?

Gire la tapa del depósito de medicación en sentido contrario al de las agujas del reloj para abrirlo y vierta la cantidad prescrita de medicamento en el depósito. Cierre la tapa girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede segura. Su Aerogen Go ya está listo para el uso.

¿Cuál es el volumen mínimo y máximo que puedo utilizar?

Puede agregar entre 1 ml y 10 ml de medicamento por sesión de tratamiento. Si desea combinar diferentes tipos de medicamentos en el dosificador, debe confirmar la compatibilidad con su proveedor de atención médica o con un farmacéutico antes de proceder.

¿Qué tipos de medicamentos puedo utilizar con este nebulizador?

El nebulizador de malla vibratoria Aerogen Go es un sistema de administración inhalatoria que aerosoliza medicamentos para el tratamiento de afecciones respiratorias. Utilice únicamente medicamentos recetados por su profesional sanitario. No utilice agua, aceites esenciales ni sustancias no medicinales.

¿Cuál es la forma correcta de sujetar el dispositivo?

Mantenga siempre el nebulizador Aerogen Go en posición vertical durante su uso. No lo incline ni lo coloque en posición horizontal, ya que eso puede afectar a la generación de bruma.

¿Cómo sé si el depósito está bien fijado?

Asegúrese de que no haya ningún espacio visible entre el depósito y la unidad principal. Si no está seguro, vuelva a acoplarlo y asegúrese de que haga clic.

¿Cuánto dura cada tratamiento con Aerogen Go?

El tiempo de tratamiento depende del tipo y la dosis de medicamento que se le haya recetado. Consulte a su médico si tiene preguntas sobre el tiempo de tratamiento.

¿Cómo sé cuándo ha terminado el tratamiento?

El tratamiento finaliza cuando la producción de aerosol disminuye; apague el dispositivo para evitar un mal funcionamiento. Por seguridad, se apagará automáticamente al cabo de 10 minutos, pero puede pulsar el botón de encendido/apagado para continuar si es necesario.

¿Cuál es la diferencia entre utilizar una boquilla y una mascarilla con mi nebulizador y cómo elijo?

Su Aerogen Go viene con dos mascarillas: una mascarilla pediátrica para niños que no pueden usar la boquilla y una mascarilla para adultos para pacientes a quienes les resulta difícil usar la boquilla. Si no está seguro de si debe utilizar la boquilla o la mascarilla, hable con su profesional sanitario para obtener orientación.

¿Puedo utilizar una marca diferente de boquilla o mascarilla con el nebulizador Aerogen Go?

Utilice únicamente la boquilla y la mascarilla que vienen con Aerogen Go. No se han probado otras marcas de mascarillas y boquillas con Aerogen Go.

Mantenimiento y cuidado

¿Cuánto tiempo cabe esperar que duren las pilas?

Por lo general, 2 pilas alcalinas AA pueden durar unas 12 sesiones. La duración de las pilas puede variar entre diferentes marcas o tipos de pilas. Se recomienda tener siempre pilas de repuesto a mano.¹

¿Cómo limpio y mantengo mi Aerogen Go?

Unidad principal:

Limpie la unidad principal con papel de cocina o un paño limpio. No permita que la unidad principal o el adaptador de corriente entren en contacto con agua o cualquier otro líquido.

Depósito de medicación, boquilla y mascarilla (pediátrica/para adultos):

1. Después de cada uso, retire la boquilla o la mascarilla y separe el depósito de medicación de la unidad principal.
2. Deseche el líquido residual que haya quedado en el depósito de medicación.
3. Sumerja el depósito de medicación y la boquilla o la mascarilla en agua tibia filtrada con jabón líquido suave para lavar platos y agítelos un par de veces.
4. Enjuague bien con agua filtrada para eliminar los restos de jabón.
5. Si aún quedan manchas, repita los pasos de limpieza.
6. Sacuda cuidadosamente el exceso de agua.
7. Deje secar completamente al aire sobre un paño limpio que no suelte pelusa.

Al manipular el depósito de medicación, evite tocar la malla que hay dentro del puerto de aerosol y la membrana funcional de la tapa.

Encontrará instrucciones detalladas de limpieza y desinfección en las instrucciones de uso (IFU) de Aerogen Go. No utilice ni el horno, ni el microondas, ni el lavavajillas para limpiar o desinfectar el dispositivo.

¿Cuál es el método de desinfección recomendado?

Aerogen Go debe desinfectarse al final de cada día.

Unidad principal:

Desinfecte la unidad principal con un paño limpio humedecido con alcohol etílico al 70 %-75 %.

Depósito de medicación, boquilla y mascarilla (pediátrica/para adultos):

1. Sumerja los componentes en alcohol etílico al 70 %-75 % durante aproximadamente 1 minuto. Sacuda cuidadosamente el exceso de líquido y luego deje que los componentes se sequen al aire por completo sobre un paño limpio que no suelte pelusa.
2. Como alternativa, utilice un desinfectante comercial estándar para biberones. Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del desinfectante comercial.

Encontrará instrucciones detalladas de limpieza y desinfección en las instrucciones de uso (IFU) de Aerogen Go. No utilice ni el horno, ni el microondas, ni el lavavajillas para limpiar o desinfectar el dispositivo.

Al manipular el depósito de medicación, evite tocar la malla que hay dentro del puerto de aerosol y la membrana funcional de la tapa.

¿Qué debo hacer si mi nebulizador no produce bruma o deja de funcionar correctamente?

- Asegúrese de que el depósito de medicación esté bien conectado a la unidad principal.
- Asegúrese de que el dispositivo esté en posición vertical.
- Cerciérese de que el indicador de nivel de carga bajo no esté encendido y cambie las pilas si es necesario.
- Cerciérese de que el depósito de medicación esté limpio, incluida la malla que hay dentro del puerto de aerosol. Si no lo está, siga los pasos de limpieza que figuran en la guía del usuario o en las instrucciones de uso (IFU) para limpiar el dispositivo.
- Asegúrese de que los electrodos de la unidad principal estén limpios y secos.

Para problemas persistentes, consulte las instrucciones de uso (IFU) de Aerogen Go, que incluyen una sección de resolución de problemas, y/o puede ponerse en contacto con el **Servicio de atención al cliente de Aerogen** en info@aerogen.com o +353 91 540 400.

¿Qué pasa si se escapa líquido del depósito?

Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Si la fuga persiste, compruebe si hay daños y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Consideraciones prácticas

¿Pueden varias personas utilizar el mismo Aerogen Go?

No, Aerogen Go está concebido para el uso en un solo paciente.

¿Con qué componentes viene el nebulizador?

Se proporcionan los siguientes componentes:

- Nebulizador de malla vibratoria Aerogen Go
- Instrucciones de uso (IFU)
- Adaptador de corriente
- Dos pilas AA
- Boquilla (multiusos)
- Mascarilla para adultos (multiusos) y mascarilla pediátrica (multiusos)
- Bolsa de almacenamiento¹

Los productos de desinfección y limpieza no están incluidos.¹

¿Necesito una fuente de alimentación para utilizar Aerogen Go?

Sí, el dispositivo Aerogen Go puede funcionar con dos pilas alcalinas AA o conectado a una toma eléctrica mediante el adaptador de corriente.

¿Puedo cambiar entre los dos modos de alimentación (pilas y corriente eléctrica)?

Sí. Cuando utilice el adaptador de corriente, quite las pilas. El dispositivo no carga las pilas.

¿Con qué frecuencia es necesario reemplazar el nebulizador Aerogen Go?

- Unidad principal: 3 años
- Depósito de medicación: 1 año
- Boquilla y mascarillas: 1 año

Se parte de una base de 3 sesiones de 10 minutos al día.

Para los datos de vida útil de estos componentes se suponen una limpieza y un uso adecuados.

¿Aerogen Go es portátil?

Sí, Aerogen Go es portátil y está diseñado para usarse en casa, en la escuela o en cualquier otro sitio.

¿Puedo llevar mi Aerogen Go en un avión?

Sí, Aerogen Go es apto para viajar. Llévelo en su equipaje de mano junto con sus medicamentos recetados.

¿El nebulizador Aerogen Go hace ruido durante el uso?

Aerogen Go está diseñado para ser discreto y silencioso durante el uso; no genera más de 50 decibelios de ruido durante el funcionamiento.

¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas sobre el uso de Aerogen Go?

Si tiene más preguntas sobre su dispositivo, diríjase a su profesional sanitario. Para obtener información adicional sobre el producto, también puede ponerse en contacto con el **Servicio de atención al cliente de Aerogen** en info@aerogen.com o +353 91 540 400.

Información importante sobre el producto

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el nebulizador de malla vibratoria Aerogen Go.

El nebulizador de malla vibratoria Aerogen Go® está previsto para la nebulización de medicamentos aprobados para el tratamiento de afecciones respiratorias. Pueden utilizar el sistema de nebulización los niños mayores de 6 meses que necesiten un tratamiento por inhalación y puedan respirar espontáneamente. Tanto los niños como cualquier persona que requiera asistencia o supervisión deben ser vigilados constantemente por un adulto, cuidador o profesional sanitario mientras utilizan el dispositivo para recibir un tratamiento por inhalación. Aerogen Go no debe compartirse con otros usuarios. Está concebido para el uso en un solo paciente.¹

Este dispositivo médico es un producto sanitario regulado que, conforme a dichas normativas, lleva el marcado CE. Fabricado por HCmed Innovations con arreglo a la normativa sobre productos sanitarios aplicable.

¹ EU-30-2173 Instrucciones de uso de Aerogen Go Rev 01.

Aerogen Ltd. Galway Business Park, Dangan, Galway, Irlanda, H91 HE94

Tel.: +353 91 540 400 Correo electrónico: info@aerogen.com Sitio web: www.aerogen.com

MK-GL-2990-2-ES. Fecha de preparación: agosto de 2026. Copyright © 2026 Aerogen Ltd. Todos los derechos reservados. AerlCU, Aerogen, Aerogen Go, Aerogen Solo, Aerogen Ultra, The WheeZees y Vibronic son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Aerogen Ltd o sus filiales.



Aerogen®