

Descubra la libertad

Este material contiene información
promocional sobre un producto sanitario.



Con el nebulizador de malla vibratoria Aerogen Go® –
un nebulizador compacto, portátil y fácil de usar*1 –
puede nebulizar su medicación prescrita para el
tratamiento respiratorio, cuando y donde lo necesite.



Aerogen GO®

Nebulizador de malla vibratoria

Muévase con confianza

Por qué el nebulizador de malla vibratoria Aerogen Go® podría ser adecuado para usted:

Para algunas personas con una afección respiratoria, puede resultar útil disponer de **un nebulizador para usar en casa.**^{12,3}

Disponer de un **nebulizador portátil*** puede ayudarle a usted (o a la persona a la que cuida) a seguir accediendo al tratamiento cuando está fuera de casa.



Utiliza **tecnología de malla vibratoria** para administrar medicamentos para el tratamiento de afecciones respiratorias.⁹¹

Un nebulizador que es **rápido, silencioso y fácil de usar***¹ puede ayudar a favorecer una experiencia de tratamiento tranquila.

Aerogen Go cuenta con la **experiencia y el respaldo** de Aerogen, líder mundial en administración de fármacos en aerosol para cuidados intensivos.¹⁴

Aerogen Go se puede utilizar en adultos y niños (mayores de 6 meses) para nebulizar medicamentos aprobados para el tratamiento de afecciones respiratorias.⁸¹



Aerogen GO®

Puede utilizarse en una amplia gama de entornos: desde el **hospital hasta el domicilio**, en la escuela o en cualquier otro sitio.^{s1}



Un dispositivo

Un nebulizador para una variedad de medicamentos aprobados para el tratamiento de afecciones respiratorias.^{s1}



Portátil

Este dispositivo portátil pequeño, ligero y compacto cabe perfectamente en un bolso, una mochila o un maletín.^{*1}



Fácil de usar

Fácil de montar y utilizar.* Diseño sencillo e intuitivo de un solo botón.¹



Pasos sencillos para la limpieza y desinfección

Límpielo y desinféctelo con pasos fáciles de seguir.^{*1}
El dispositivo debe limpiarse después de cada uso.^{*1}



Tratamientos silenciosos

Este nebulizador compacto puede utilizarse discretamente.^{*1}



Administración rápida del tratamiento

Nebuliza a una velocidad de 0,7 ml/min.^{*1}



Alimentación por pilas

Puede usarlo con pilas cuando esté fuera de casa o conectarlo a la red eléctrica con el adaptador de corriente.^{*1}

El nebulizador Aerogen Go no tiene función de carga para las pilas. Antes de utilizar el adaptador de corriente, extraiga las pilas de la unidad principal.



Consulte a su profesional sanitario respiratorio si cree que Aerogen Go podría ser adecuado para usted o para alguien a quien cuida.

Aerogen GO[®]

Para obtener más información sobre Aerogen Go, visite aerogengo.com.



Contacto:

Correo electrónico:

Teléfono:

Aerogen Go tiene clasificación IP-55.*

Información importante sobre el producto

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el nebulizador de malla vibratoria Aerogen Go.

***Nivel de ruido:** ≤50 decibelios durante el uso. **Portabilidad/tamaño:** medidas: 74 mm x 46 mm x 96 mm; puede funcionar con pilas; peso aproximado: 75 g (sin pilas). **Facilidad de uso:** Diseño de 2 componentes para facilitar el montaje. Se puede utilizar con patrones de respiración normales. **Duración de las pilas:** requiere 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V. La duración de las pilas puede variar en función de la marca o el tipo de pila. Se recomienda tener siempre pilas de repuesto a mano. **Clasificación IP-55:** resistente a la entrada limitada de polvo y protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección; no diseñado para inmersión total en agua. **Limpieza:** proceso de limpieza de 7 pasos después de cada uso y desinfección al final de cada día. **Administración rápida del tratamiento:** Capacidad de salida del aerosol: 0,7±0,07 ml/min (2 ml de NaF al 2,5 %). ¹Los nebulizadores domésticos son una opción que se puede considerar para personas a las que les resulta difícil utilizar inhaladores a pesar de haber recibido la formación adecuada, que siguen teniendo dificultades respiratorias incluso cuando utilizan los inhaladores correctamente, o que necesitan solución salina o medicación nebulizada de forma regular debido a afecciones médicas específicas.² ³Líder mundial en administración de fármacos en aerosol para cuidados intensivos con presencia mundial en más de 80 países.⁴

¹El nebulizador de malla vibratoria Aerogen Go está previsto para la nebulización de medicamentos aprobados para el tratamiento de afecciones respiratorias. Pueden utilizar el sistema de nebulización los niños mayores de 6 meses que necesiten un tratamiento para inhalación y puedan respirar espontáneamente. Tanto los niños como cualquier persona que requiera asistencia o supervisión deben ser vigilados constantemente por un adulto, cuidador o profesional sanitario mientras utilizan el dispositivo para recibir un tratamiento para inhalación. Pregunte a un profesional de la salud si su nebulizador es adecuado para el tratamiento o los tratamientos que necesita. No comparta su Aerogen Go con otros usuarios. Está concebido para el uso en un solo paciente.¹

Este dispositivo médico es un producto sanitario regulado que, conforme a dichas normativas, lleva el marcado CE. Fabricado por HCmed Innovations con arreglo a la normativa sobre productos sanitarios aplicable.

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; NaF: fluoruro de sodio.

1. 30-2173 Instrucciones de uso de Aerogen Go para la UE Rev 01. 2. Katiyar SK, et al. Indian J Tuberc. 2022;69:S1-S191.

3. O'Driscoll B, et al. Respir Med.1996;90(9):561-566. 4. Datos de Aerogen en archivo.

MK-GL-2988-3-ES. Fecha de preparación: julio de 2026. Copyright © 2026 Aerogen Ltd. Todos los derechos reservados. AerlCU, Aerogen, Aerogen Go, Aerogen Solo, Aerogen Ultra, The Wheezes y Vibronic son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Aerogen Ltd o sus filiales.

UK
CA
CE
0123

Aerogen[®]